


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cox6A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12074

Número de artículo: CM0028157



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a COX6A1, una subunidad de la citocromo c oxidasa mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Apoya la investigación sobre fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COX6A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COX6A; CMTRID; COX6AL; COX6A1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1337
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12074
Peso de la Proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo