

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cox6B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14854

Número de artículo: CM0004848



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra COX6B1 humano validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudiar el citocromo c oxidasa mitocondrial, la fosforilación oxidativa y enfermedades mitocondriales. Monoclonal, reactivo humano, peso proteico ~10kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo COX6B1
Observaciones/Alias	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1340
GeneID	1340
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-86 de COX6B1 humano (P14854).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14854
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo