


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox6B1 Para Wb, Elisa - P14854

Número de artículo: CM0027702



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la COX6B1 humana (subunidad 6B1 del citocromo c oxidasa). Validado para WB y ELISA; reacciona con humano y ratón. Útil para estudios de fosforilación oxidativa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COX6B1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1340
GeneID	1340
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-86 de la COX6B1 humana (NP_001854.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P14854
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo