

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox6B1 Para Wb, Elisa - P14854

Número de artículo: CM0014735



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-COX6B1 validado para WB y ELISA. Detecta COX6B1 humano, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudios del complejo IV de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo COX6B1
Observaciones/Alias	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1340
ID de gen	1340
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-86 de la COX6B1 humana (NP_001854.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P14854
Peso de la proteína	10 kDa
Envío	Bolsa de hielo