


Anticuerpo Policlonal Anti-Cox6C Para Wb, If/Icc, Elisa - P09669

Número de artículo: CM0020015



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COX6C validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reconoce COX6C humano y de ratón, una subunidad mitocondrial de la citocromo c oxidasa esencial para la fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra COX6C
Observaciones/Alias	COX6C
Especie	Humano
GeneID (humano)	1345
GeneID	1345
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 1-75 de COX6C humano (NP_004365.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P09669
Peso molecular	9 kDa
Envío	Bolsa de hielo