

Anticuerpo Policlonal Anti-Cox7A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24310

Número de artículo: CM0017237

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COX7A1 (subunidad 7A1 del citocromo c oxidasa), adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta COX7A1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el complejo respiratorio mitocondrial IV y la fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COX7A1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Especie	Humano
ID del Gen	1346 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-79 de COX7A1 humano (NP_001855.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24310
Peso Molecular de la Proteína	9kDa
Envío	Bolsa de hielo