

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cox7A1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24310

Número de artículo: CM0003815

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-COX7A1 de alta calidad validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con COX7A1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el ensamblaje del complejo mitocondrial IV y los supercomplejos respiratorios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COX7A1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1346
GeneID	1346
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-79 del COX7A1 humano (NP_001855.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24310
Peso Proteico	9kDa
Envío	Bolsa de hielo