

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox7A2 Para Wb Y Elisa - P14406

Número de artículo: CM0026732



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra COX7A2 humano (subunidad 7A2 de la citocromo c oxidasa, COX VIIa-L), validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la fosforilación oxidativa mitocondrial y el ensamblaje del complejo IV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COX7A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VIIAL; COX7AL; COX7AL1; COXVIIAL; COXVIIa-L; COX7A2
Especie	Humano
GeneID (humano)	1347
GeneID	1347
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-115 de COX7A2 humano (NP_001856.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14406
Peso Proteico	9kDa
Envío	Bolsa de hielo