

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cox7A2L Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14548

Número de artículo: CM0010025

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido a COX7A2L/SCAF1 humano. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para western blot, IHC-P y ELISA. Ideal para el estudio del ensamblaje del respirasoma mitocondrial y la bioenergética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] COX7A2L mAb de conejo
Observaciones/Alias	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP
Especie	Humano
GenID (Humano)	9167
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14548
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo