

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox7A2L Para Wb, Elisa - O14548

Número de artículo: CM0027949

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COX7A2L, validado para WB y ELISA, detecta COX7A2L (SCAF1) humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante dirigido a la región N-terminal. Ideal para el estudio del ensamblaje de supercomplejos respiratorios mitocondriales y el metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COX7A2L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EB1, SCAF1, SCAFI, SIG81, COX7AR, COX7RP, COX7A2L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9167
GeneID	9167
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-114 de la COX7A2L humana (NP_004709.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14548
Peso proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo