

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox7A2L (Validado Por Kd) Para Wb Y Elisa - O14548

Número de artículo: CM0022357

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a COX7A2L (SCAF1), validado para Western blot (WB) y ELISA. Participa en el ensamblaje de supercomplejos respiratorios mitocondriales; adecuado para investigación en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] COX7A2L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP; [Validado por KD] COX7A2L
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9167
ID del gen	9167
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-114 de la COX7A2L humana (NP_004709.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14548
Peso molecular de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo