


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox8A Para Wb Y Elisa - P10176

Número de artículo: CM0025866



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COX8A validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Dirige contra la subunidad 8A de la citocromo c oxidasa mitocondrial (P10176), de 8 kDa. Ideal para estudios de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COX8A pAb de conejo
Observaciones/Alias	COX; COX8; VIII; COX8L; COX8-2; VIII-L; MC4DN15; COX8A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1351
GeneID	1351
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-69 de la COX8A humana (NP_004065.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10176
Peso de la proteína	8 kDa
Envío	Bolsa de hielo