


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpa1 Para Wb, If, Elisa - P15085

Número de artículo: CM0026052



Introducción

El CPA1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con CPA1 humano, de ratón y de rata (47 kDa), y se dirige a un péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 de la CPA1 humana. Ideal para investigación de carboxipeptidasa A1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CPA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPA; CPA1
Especie	Humano
GeneID	1357
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la CPA1 humana (NP_001859.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15085
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo