

Anticuerpo Policlonal Anti-Cpa3 Para Wb, Elisa - P15088

Número de artículo: CM0020202

Introducción

Anticuerpo policlonal contra la CPA3 humana (Carboxipeptidasa A3 de mastocitos), generado en conejo. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Apto para investigación en biología de mastocitos e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CPA3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MC-CPA; CPA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1359
GeneID	1359
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-417 de la CPA3 humana (NP_001861.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P15088
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo