

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpa6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4T0

Número de artículo: CM0016167

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CPA6 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta CPA6 humano, de ratón y de rata (51 kDa), una carboxipeptidasa secretada implicada en el procesamiento de neuropéptidos y relacionada con la epilepsia. SWISS: Q8N4T0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPA6 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	CPAH; ETL5; FEB11; CPA6
Especie	Humano
ID del gen	57094
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-437 de CPA6 humano (NP_065094.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8N4T0
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo