

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cpb1 Para Wb, Elisa - P15086

Número de artículo: CM0014525



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra CPB1 humana, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de carboxipeptidasa pancreática B y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra CPB1
Observaciones/Alias	CPB; PASP; PCPB; CPB1
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	1360
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 111-417 de CPB1 humana (NP_001862.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15086
Peso Molecular	47kDa
Envío	Bolsa de hielo