

Anticuerpo Policlonal Anti-Cplx2 Para Wb, Elisa - Q6Puv4

Número de artículo: CM0024842

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CPLX2 humano (Complexina-2), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de exocitosis de vesículas sinápticas y enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CPLX2 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	CPX2; Hfb1; 921-L; CPX-2; CPLX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10814
GeneID	10814
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-134 del CPLX2 humano (NP_006641.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6PUV4
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo