

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpox Para Wb Y Elisa - P36551

Número de artículo: CM0028456



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la CPOX humana, validado para aplicaciones en WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre biosíntesis de hemo y mitocondrias. Inmunógeno: CPOX recombinante (aa111-454).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPOX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COX; CPO; CPX; HCP; HARPO; CPOX
Especie	Humano
ID del gen	1371
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 111-454 de la CPOX humana (NP_000088.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36551
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo