


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cps1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P31327

Número de artículo: CM0010246



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CPS1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Dirigido a la enzima del ciclo de la urea mitocondrial; elimina el exceso de amoníaco. Ideal para investigación en hígado e intestino delgado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo CPS1
Observaciones/Alias	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1373
ID del Gen	1373
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de CPS1 humano (NP_001866.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31327
Peso Proteico	165kDa
Envío	Bolsa de hielo