


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cps1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31327

Número de artículo: CM0006612



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CPS1 para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta CPS1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios del ciclo de la urea y el metabolismo del amoníaco.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb anti-CPS1 de conejo                                                                                                                |
| Anotaciones/Alias   | PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1                                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID              | 1373                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1356-1482 de CPS1 humano (NP_001116105.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS               | P31327                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 165kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |