


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cps1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P31327

Número de artículo: CM0020448



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CPS1 humano (carbamoil-fosfato sintetasa I). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 820-930). Ideal para estudios del ciclo de la urea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1373
GeneID	1373
Inmunógeno	`Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	P31327
Peso de la proteína	165 kDa
Envío	Bolsa de hielo