

Anticuerpo Policlonal Anti-Cpsf2 Para Wb, Elisa - Q9P2I0

Número de artículo: CM0025882



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CPSF2 humano, validado en WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del procesamiento del extremo 3' del pre-ARNm y la maduración del ARNm de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CPSF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPSF100; CPSF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	53981
GeneID	53981
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-700 de CPSF2 humano (NP_059133.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P2I0
Peso Molecular de la Proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo