

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpsf3L Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q5Ta45

Número de artículo: CM0029933



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CPSF3L/INTS11 humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para investigación de terminación de transcripción y complejo integrador.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPSF3L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	54973
ID del gen	54973
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5TA45
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo