

Anticuerpo Policlonal Anti-Cpsf6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16630

Número de artículo: CM0026427



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CPSF6 (CFIm68). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; detecta CPSF6 de humano, ratón y rata (59 kDa). Factor clave en el procesamiento del extremo 3' del ARNm y la poliadenilación alternativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CPSF6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CFIM; CFIM68; CFIM72; HPBR11-4; HPBR11-7; CPSF6
Especie	Humano
GeneID (humano)	11052
GeneID	11052
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-330 de CPSF6 humano (NP_008938.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16630
Peso de la Proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo