

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cpsf73 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Ukf6

Número de artículo: CM0004691



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra CPSF73. Validado para western blot, inmunoprecipitación y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para estudiar el procesamiento del extremo 3' del mRNA y la escisión del mRNA de histona.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CPSF73 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CPSF73; NEDMHS; CPSF-73; NEDMHSN
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51692
ID de Gen	51692
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 585-684 del CPSF3 humano (Q9UKF6).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKF6
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo