

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cpt1A Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - P50416

Número de artículo: CM0010549



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CPT1A de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la oxidación de ácidos grasos, la captación mitocondrial y el metabolismo hepático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo CPT1A
Observaciones/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1374
GeneID	1374
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-720 de la CPT1A humana (NP_001867.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50416
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo