

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cpt1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50416

Número de artículo: CM0007068



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CPT1A validado por KO para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la isoforma hepática de la carnitina palmitoiltransferasa 1A, esencial para la oxidación de ácidos grasos. Ideal para estudios de metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] CPT1A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1374
ID del gen	1374
Inmunógeno	Proteína recombinante de CPT1A humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50416
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo