

Anticuerpo Policlonal Anti-Cpt1B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

Número de artículo: CM0025481

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CPT1B (UniProt Q92523) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del metabolismo de ácidos grasos y la beta-oxidación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CPT1B pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1; CPT1B
Especie	Humano
GeneID	1375
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 533-772 del CPT1B humano (NP_004368.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92523
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo