

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cpt1B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

Número de artículo: CM0010124

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CPT1B validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Dirigido contra la carnitina palmitoiltransferasa 1B de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo de ácidos grasos y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPT1B mAb de conejo
Observaciones/Alias	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1375
ID del gen	1375
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92523
Peso de la proteína	66 kDa/79-88 kDa
Envío	Bolsa de hielo