

Anticuerpo Policlonal Anti-Cpt2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23786

Número de artículo: CM0017497

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CPT2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína mitocondrial de aproximadamente 74 kDa esencial para la beta-oxidación de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPT2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Especie	Humano
GeneID (humano)	1376
GeneID	1376
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 404-658 de CPT2 humano (NP_000089.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P23786
Peso de la proteína	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo