

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cpt2 Para Wb Y Elisa - P23786

Número de artículo: CM0003273

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-CPT2 validado para WB y ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a CPT2 mitocondrial, esencial para la beta-oxidación de ácidos grasos. Ideal para investigación del metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CPT2
Observaciones/Alias	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Especies	Humano
GenelD (Humano)	1376
GenelD	1376
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 559-658 de CPT2 humano (P23786).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23786
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo