

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23786

Número de artículo: CM0026765

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CPT2 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre metabolismo de ácidos grasos y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CPT2
Notas / Alias	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Especie	Humana
GenelD	1376
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 420-658 de CPT2 humana (NP_000089.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P23786
Peso molecular de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo