

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpvl Para Wb, Elisa - Q9H3G5

Número de artículo: CM0013400

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CPVL humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta los ortólogos de ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la carboxipeptidasa lisosomal en macrófagos, la fagocitosis y la presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPVL pAb de conejo
Observaciones/alias	HVLP; CPVL
Especie	Humano
GeneID (humano)	54504
GeneID	54504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 127-476 de CPVL humano (NP_061902.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9H3G5
Peso molecular	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo