

Anticuerpo Policlonal Anti-Cpxm1 Para Wb Y Elisa - Q96Sm3

Número de artículo: CM0021908

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CPXM1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta CPXM1 humano y de ratón, peso molecular predicho de 82 kDa. Útil para el estudio de las interacciones célula-célula y la biología de las metaloproteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPXM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPX1; CPXM; CPXM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56265
GeneID	56265
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 435-734 de CPXM1 humano (Q96SM3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96SM3
Peso de la proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo