

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cr2/Cd21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20023

Número de artículo: CM0006765



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CR2/CD21 humano (receptor del complemento tipo 2), validado en WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudiar la activación de las células B, la vía del complemento y las interacciones con el receptor del EBV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CR2/CD21
Observaciones/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Especie	Humano
GeneID (humano)	1380
GeneID	1380
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 934-1033 de CR2/CD21 humano (NP_001868.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20023
Peso molecular	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo