

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cr2/Cd21 Para Wb, If-P, Elisa - P20023

Número de artículo: CM0003166



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CR2/CD21 humano (Receptor de complemento tipo 2). Validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona con humano y rata.

Inmunógeno: péptido intracelular (aa 934-1033). Ideal para estudios de señalización de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CR2/CD21 de conejo
Observaciones/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1380
GeneID	1380
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 934-1033 de CR2/CD21 humano (P20023).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P20023
Peso molecular de la proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo