

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cr2/Cd21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20023

Número de artículo: CM0007692



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CR2/CD21 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del receptor de linfocitos B, la vía del complemento y el virus de Epstein-Barr.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CR2/CD21
Observaciones/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	1380
ID de gen	1380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 933-1033 de CR2/CD21 humano (NP_001868.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P20023
Peso molecular de proteína	113kDa
Envío	Bolsa de hielo