

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cr2/Cd21 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P20023

Número de artículo: CM0028269



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CR2/CD21 (ID de Gen: 1380) para aplicaciones de WB, IF, IHC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante dirigido al receptor de complemento tipo 2 (CD21), el receptor del virus de Epstein-Barr y correceptor de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CR2/CD21 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1380
GenelD	1380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-590 del CR2/CD21 humano (NP_001006659.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20023
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo