

Anticuerpo Monoclonal Anti-Crabp1 Para Wb, If-P, Elisa - P29762

Número de artículo: CM0011409



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo monoclonal de conejo anti-CRABP1 validado para WB, IF-P y ELISA. Detecta CRABP1 humano, de ratón y de rata, una proteína de unión al ácido retinoico citoplasmática implicada en la señalización de retinoides. Ideal para estudios de ácido retinoico celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRABP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RBP5; CRABP; CRABP1; CRABP-I; CRABP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1381
GeneID	1381
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 58-137 del CRABP1 humano (P29762).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29762
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo