


Anticuerpo Policlonal Anti-Crabp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29373

Número de artículo: CM0027351



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CRABP2 validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Detecta CRABP2 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización del ácido retinoico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRABP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RBP6; CRABP-II; CRABP2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1382
ID del gen	1382
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-94 de la CRABP2 humana (NP_001869.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29373
Peso proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo