

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cracr2A Para Wb, Elisa - Q9Bsw2

Número de artículo: CM0017120



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CRACR2A (RAB46/EFCAB4B) para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Participa en la entrada de Ca^{2+} operada por depósitos, la regulación del canal CRAC y la señalización de las células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRACR2A pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
Especie	Humana
GeneID (humano)	84766
GeneID	84766
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de CRACR2A humano (NP_001138430.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q9BSW2
Peso molecular	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo