

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cracr2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsw2

Número de artículo: CM0014472



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CRACR2A humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta CRACR2A endógeno en muestras humanas y de ratón, esencial para estudiar la entrada de calcio operada por depósitos y la activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRACR2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84766
GeneID	84766
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del CRACR2A humano (NP_001138430.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BSW2
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo