

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cralbp Para Wb, Elisa - P12271

Número de artículo: CM0029831



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CRALBP validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón, rata. CRALBP es un transportador de retinoides esencial para la regeneración del ciclo visual y la investigación de la visión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRALBP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CRALBP
Especie	Humano
GeneID (humano)	6017
GeneID	6017
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-317 del CRALBP humano (NP_000317.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P12271
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo