

Anticuerpo Policlonal Anti-Crat Para Wb, If/Icc, Elisa - P43155

Número de artículo: CM0030503



Introducción

Explore nuestro anticuerpo policlonal de conejo CRAT listo para usar para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con CRAT (71 kDa) de humano, ratón y rata para estudios de metabolismo y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAT; CAT1; NBIA8; CRAT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1384
GeneID	1384
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-626 del CRAT humano (NP_000746.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43155
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo