


Anticuerpo Policlonal Anti-Crb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P82279

Número de artículo: CM0013457



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CRB1 validado para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Reactividad confirmada con tejidos humanos y de ratón. Ideal para investigación del desarrollo retiniano y polaridad celular. Acceso SWISS P82279.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRB1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LCA8; RP12; CRB1-A; CRB1-B; CRB1-C; CRB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23418
GeneID	23418
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-133 de la CRB1 humana (NP_957705.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P82279
Peso proteico	154kDa
Envío	Bolsa de hielo