

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Crbn Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Sw2

Número de artículo: CM0006415



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CRBN validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Dirigido contra cereblon, un receptor sustrato del complejo E3 ubiquitina ligasa, esencial para la degradación proteasomal. Reacciona con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRBN Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MRT2; MRT2A; CRBN
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la proteína CRBN humana (NP_057386.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96SW2
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo