


Anticuerpo Monoclonal Anti-Crcp Para Wb Y Elisa - 075575

Número de artículo: CM0007412



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la CRCP humana (subunidad RPC9 de la ARN polimerasa III dirigida por ADN / proteína componente del receptor de CGRP). Adecuado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de transcripción, inmunidad innata y señalización de CGRP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRCP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	C17; RCP; RCP9; RPC9; POLR3I; POLR3J; CGRPRCP; CGRP-RCP; CRCP
Especie	Humano
GeneID (humano)	27297
GeneID	27297
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la CRCP humana (NP_001035737.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	075575
Peso proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo