


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crcp Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075575

Número de artículo: CM0027811



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CRCP (CGRP-RCP, POLR3I) para Western blot, IHC y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de ARN polimerasa III y receptores de CGRP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRCP Conejo pAb
Observaciones/Alias	C17, RCP, RCP9, RPC9, POLR3I, POLR3J, CGRPRCP, CGRP-RCP, CRCP
Especie	Humano
ID del Gen	27297
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-115 de CRCP humano (NP_001035737.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075575
Peso Molecular de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo