

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Creb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P16220

Número de artículo: CM0015460



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CREB1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de regulación de la transcripción, ritmos circadianos y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CREB1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CREB; CREB-1; CREB1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1385
ID del gen	1385
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-341 de CREB1 humano (NP_604391.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P16220
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo