

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Creb1 Para Wb, Ip Y Elisa - P16220

Número de artículo: CM0016579



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CREB1 humano, validado en WB, IP y ELISA. Útil para estudiar la regulación transcripcional, los ritmos circadianos y la diferenciación celular. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CREB1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CREB; CREB-1; CREB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1385
GeneID	1385
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de CREB1 humano (NP_604391.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P16220
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo